


アセチル-ヒストンH2B-K12ウサギPab (P62807/Q16778) For Wb, Ihc-P, Chip

商品番号: CM0000110



前書き

リジン12 (P62807/Q16778)

でアセチル化されたヒストンH2Bに特異的なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種と反応します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H2B-K12 Rabbit pAb
備考/別名	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3017/8349
GeneID	H2B
免疫原	ヒトヒストンH2B (NP_003519.1) のK12周辺の合成アセチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ