


アセチル化ヒストンH2B-K20 ウサギポリクローナル抗体 (P62807/Q16778) (Wb、Elisa、Chip用)

商品番号: CM0000162



前書き

アセチル化ヒストンH2B-K20

ウサギpAbは、ヒトヒストンH2B (SWISS
P62807/Q16778)

のリジン20のアセチル化を特異的に検出します。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、ELISA、ChIPで検証済みです。エピジェネティクス研究や体外診断用医薬品(IVD)アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH2B-K20 ウサギpAb
備考/別名	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2B
GeneID	3017/8349
免疫原	合成ペプチド: ヒトヒストンH2B (NP_003519.1) のK20周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ