


アセチル化ヒストンH2B-K5 ウサギポリクローナル抗体 (P62807/Q16778)

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用

商品番号: CM0000127



前書き

CamelBio製アセチル化ヒストンH2B-K5
ウサギpAbは、ヒトヒストンH2B (SWISS
P62807/Q16778)

のアセチル化リジン5を特異的に認識し、ウェスタン
ブロット、免疫組織化学、免疫蛍光/免疫細胞化学、E
LISAに適しています。エピジェネティクス研究のため
、ヒト、マウス、ラットなど幅広い種との交差反応性
が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH2B-K5 ウサギpAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2B
GeneID	3017/8349
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH2B (NP_003519.1) のK5周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	P62807/Q16778
発送	保冷剤