

アセチル化ヒストンH3-K14 ウサギモノクローナル抗体（Q16695 / P68431） Wb、 Db、 Chip、 Elisa用途

商品番号: CM0000096



前書き

WB、DB、ChIP、ELISAで検証済みのアセチル化ヒストンH3-K14

ウサギmAb。ヒトヒストンH3（Q16695/P68431）のアセチル化K14を認識し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。クロマチン研究やエピゲネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K14 ウサギmAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のK14周辺のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用用途	WB、DB、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	氷袋