


アセチル化ヒストンH3-K14 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431)、Wb、Chip、Elisa用

商品番号: CM0000182



前書き

リジン14部位のアセチル化ヒストンH3に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ChIP、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究やクロマチン研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K14 ウサギmAb
備考・別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; アセチル化ヒストンH3-K14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトH3 (NP_003520.1) のK14周辺のアセチル化合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用用途	WB、IF-P、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤