


アセチル化ヒストンH3 (K14) ウサギポリクローナル抗体 | Q16695 / P68431 | Wb、If/Icc、Elisa

商品番号: CM0000155



前書き

リジン14 (K14)

でアセチル化されたヒストンH3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、その他種（広範囲に反応予測）を検出。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K14 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド: ヒトH3 (NP_003520.1) のK14周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に反応予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ