


アセチル化ヒストンH3-K18 (P68431/Q16695) ウサギMab |

ウェスタンブロット、Chip、Elisa

商品番号: CM0000130



前書き

ヒストンH3（P68431/Q16695）のアセチル化K18を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seq、CUT&Tagでの検証が完了しており、幅広い種で反応性を示します。エピゲノム研究やクロマチンプロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K18 ウサギmAb
備考・別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; アセチル化ヒストンH3-K18
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3（P68431）のK18周辺のアセチル化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seq、CUT&Tag
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	保冷剤