


アセチル化ヒストンH3-K18 (Q16695/P68431) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Chip、Elisa用

商品番号: CM0000180



前書き

ヒトヒストンH3のアセチル化リジン18を標的とする高特異的ウサギポリクローナル抗体です（SWISS: Q16695/P68431）。WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIPでの検証が完了しています。エピゲノム研究、クロマチン研究、診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K18 ウサギpAb
備考/別名	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; アセチル化ヒストンH3-K18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトH3のK18周辺の合成アセチル化ペプチド (NP_003520.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤