


アセチル化ヒストンH3-K18 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) |

Wb、Ihc、Chip、Elisaで検証済み

商品番号: CM0000187



前書き

ヒトヒストンH3 (Swiss-Prot Q16695/P68431)

のアセチル化リジン18 (K18)

を認識するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ChIP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、その他種属との広範な交差反応性が予測されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K18 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K18
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK18周辺の合成アセチル化ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ