


アセチル化ヒストンH3 (K23) ウサギモノクローナル抗体 (Q16695 / P68431) For Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000184



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、リジン23（H3K23 ac）でアセチル化されたヒストンH3を特異的に検出し、ヒト、マウス、ラットに対する広範な交差反応性を示します。エピジェネティクス研究およびクロマチン動態研究におけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K23 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (P68431)のK23周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ