


アセチル-ヒストンH3-K23ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000120



前書き

アセチル-ヒストンH3-K23ウサギポリクローナル抗体 (SWISS: Q16695/P68431) for Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA, and ChIP. ヒト、マウス、ラットおよび広範囲の種と交差反応します。クロマチン調節において重要な役割を担う、ヌクレオソームのコア構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H3-K23 Rabbit pAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK23周辺の合成アセチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック