


アセチル化ヒストンH3-K27

ウサギモノクローナル抗体（Chip、Wb、Ihc用：Swiss: Q16695 / P68431）

商品番号: CM0000176



前書き

ヒストンH3（SWISS Q16695/P68431）のアセチル化リジン27（K27ac）を認識する部位特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、ChIP、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seqでの使用が検証済みです。広範な交差反応性が予測されています（ヒト、マウス、ラット）。エピゲノム研究やクロマチン生物学研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	詳細
製品名	アセチル-Histone H3-K27 ウサギmAb
備考／別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトHistone H3（NP_003520.1）のK27周辺の合成アセチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤