

## アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695 / P68431) For Wb, Ihc-P, Chip

商品番号: CM0000150



### 前書き

ヒストンH3 (Q16695/P68431)

のリジン27アセチル化を認識するウサギモノクローナル抗体。WB、DB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラット、その他種に反応します。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                           |
|----------|---------------------------------------------|
| 製品名      | アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギmAb                      |
| 種        | ヒト                                          |
| GeneID   | 8290/8350                                   |
| 免疫原      | 合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (P68431) のK27周辺の合成アセチル化ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                         |
| カテゴリー    | アセチル化抗体                                     |
| 適用       | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）                       |
| SWISS    | Q16695/P68431                               |
| タンパク質分子量 | 15kDa                                       |
| 発送       | 保冷バッグ                                       |