


## アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギ モノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Chip, If, Ihc

商品番号: CM0000197



### 前書き

アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギ mAb (SWISS Q16695/P68431) は、WB、ChIP、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seq、CUT&Tagで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ヒストン修飾およびエピジェネティクス研究に最適。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギ mAb                                      |
| 備考/別名       | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | H3                                                           |
| GeneID      | 8290/8350                                                    |
| 免疫原         | ヒトアセチル化ヒストンH3-K27 (NP_003520.1) のK27周辺合成アセチル化ペプチド            |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | アセチル化抗体                                                      |
| 適用          | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)                                       |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                |
| タンパク質分子量    | 15 kDa                                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                                        |