


アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)、Wb、Chip-Seq、Elisa用

商品番号: CM0000200



前書き

Lys27でアセチル化されたヒストンH3を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です (SWISS Q16695/P68431)。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、ChIP-seqを含む複数のアプリケーションで検証済みです。幅広い種での反応性が予測されており、エピゲノム・クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル-Histone H3-K27 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK27周辺のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲の反応性を予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤