


## アセチル化ヒストンH3-K27 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

Wb、Db、Elisa、Chip対応 – Camelbio

商品番号: CM0000118



前書き

アセチル化ヒストンH3

Lys27 (H3K27ac) に特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、DB、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲネティクス研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | アセチル-Histone H3-K27 ウサギpAb                                                                         |
| 備考/別名       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; アセチル-Histone H3-K27 |
| 種           | ヒト                                                                                                 |
| GeneID (ヒト) | H3                                                                                                 |
| GeneID      | 8290/8350                                                                                          |
| 免疫原         | ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK27周辺の合成アセチル化ペプチド                                                          |
| 起源          | ウサギ                                                                                                |
| カテゴリー       | アセチル化抗体                                                                                            |
| 適用          | WB, DB, ELISA, ChIP                                                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)                                                                            |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                                                      |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                                                              |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                                                                |