


アセチル化ヒストンH3-

K36 (Q16695/P68431) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa対応)

商品番号: CM0000146



前書き

ヒトヒストンH3 (Q16695/P68431) のリジン36アセチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットをはじめ他の種とも交差反応性が予測されています。エピゲネティクス・クロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K36 ウサギpAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K36
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド: ヒトヒストンH3 (NP_003484.1) のK36周辺のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤