


アセチル化ヒストンH3 (K36) ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

WbおよびElisa用

商品番号: CM0000178



前書き

ヒストンH3のリジン36アセチル化を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体 (SWISS: Q16695/P68431)。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、幅広い種交差反応性が予測されています。エピジェネティクスおよびクロマチン研究用途向け。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K36 ウサギ pAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK36周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ