


アセチル化ヒストンH3-K4 (Q16695/P68431) ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用)

商品番号: CM0000141



前書き

リジン4

(K4)でアセチル化されたヒストンH3に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAに適しており、広範な交差反応性が予測されています。エピジェネティクス研究および体外診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K4 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒストンH3 (NP_003484.1) のK4周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範な予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ