


Acetyl-Histone H3-K4 ラビットモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

商品番号: CM0000158



前書き

リジン4 (Acetyl-Histone H3-K4)
でアセチル化されたヒストンH3に対するラビットモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、DB、ChIP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。標的分子量は約15 kDa。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒストンH3 (NP_003520.1) のK4周辺のアセチル化合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋