


アセチル化ヒストンH3-K4 ウサギPab (Q16695 / P68431) For Wb, If, Elisa, Chip

商品番号: CM0000161



前書き

アセチル化ヒストンH3-K4 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

は、内在性のアセチル化H3K4を検出します。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済みで、幅広い交差反応性が予測されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K4 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH3 (NP_003484.1) のK4周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（幅広い範囲を予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ