


アセチル-ヒストンH3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) ウサギポリクローナル抗体 (Q16695 / P68431) For Wb, Elisa

商品番号: CM0000166



前書き

K4、K9、K14、K18、K23、K27の修飾を標的とするポリクローナルウサギ抗アセチル-ヒストンH3抗体。WBおよびELISAで検証済み（ヒト、マウス、ラットとの広範な交差反応性）。エピジェネティクス研究およびクロマチン研究に最適です。15 kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 Rabbit pAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒト Acetyl-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 (NP_003520.1) のK4およびK27周辺の合成アセチル化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック