


アセチル化ヒストンH3-K56 (Q16695 / P68431)

ウサギモノクローナル抗体（Chip、Wb、If用）

商品番号: CM0000105



前書き

アセチル化ヒストンH3-K56ウサギmAb（クローンA22565）は、ヒトヒストンH3 (Q16695/P68431) のリジン56のアセチル化を認識します。エピジェネティクス研究におけるChIP-seq、WB、IF、CUT&Tagで検証済みです。マウス、ラット、および幅広い予測種と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	アセチル化ヒストンH3-K56 ウサギ mAb
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; ヒストン H3; HIST1H3A; アセチル化ヒストンH3-K56
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド； ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK56周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ