


エピジェネティクス研究用 アセチル-ヒストンH3-K56

ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) | Wb, Chip, Elisa

商品番号: CM0000203



前書き

ヒストンH3のリシン56位アセチル化を標的とするアセチル特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済みで、幅広い交差反応性を示します。クロマチンおよびエピジェネティック修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H3-K56 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K56
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3Cファミリージーン; H3-4 (HIST3H3)
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒト ヒストンH3 (NP_003520.1) のK56周辺の合成アセチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスパック