


アセチル化ヒストンH3 K9 (Q16695/P68431) ウサギポリクローナル抗体 - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

商品番号: CM0000170



前書き

アセチル化ヒストンH3-

K9に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットの検出に対応します。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ChIP-

seq、ELISAに適しています。タンパク質分子量は15 kDaで、幅広い交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K9 ウサギpAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; アセチル化ヒストンH3-K9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1〜100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ChIP-seq、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の交差反応性が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	氷袋