


アセチル化ヒストンH3-K9 ウサギMab (Q16695/P68431)

エピゲノム研究・Chip用途向け

商品番号: CM0000172



前書き

アセチル化ヒストンH3リジン9 (H3K9ac) に対するウサギモノクローナル抗体で、ヒト・マウス・ラットに対応しています。WB、ChIP-seq、IF/ICCなどの用途で検証済みであり、エピゲノム研究、クロマチン研究、IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K9 ウサギmAb
備考・別名	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, アセチル化ヒストンH3-K9
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK9周辺領域の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤