


アセチル化ヒストンH3（K9/K14/K18/K23/K27）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q16695/P68431

商品番号: CM0000149



前書き

リジン9、14、18、23、27位がアセチル化されたヒストンH3を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、幅広い種に対する交差反応性が予測されています。エピゲノム研究やクロマチン生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトアセチル化ヒストンH3 (NP_003520.1) のK9、K14、K18、K23、K27周辺の合成アセチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	保冷剤