


アセチル-ヒストンH3-K9/K14/K18/K23/K27 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000135



前書き

リシン9、14、18、23、および27でアセチル化されたヒストンH3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種との交差反応性が予測されます。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 Rabbit pAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック