


アセチル化ヒストンH3（Lys4）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Chip、If用） | Q16695/P68431

商品番号: CM0000147



前書き

Lys4（Q16695/P68431）でアセチル化されたヒストンH3に特異的なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、ChIP、IF/ICC、IP、DB、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルとの交差反応が予測されています。エピゲネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH3-K4 ウサギmAb
備考・別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; ヒストンH3; HIST1H3A; アセチル化ヒストンH3-K4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のK4周辺の合成アセチル化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用用途	WB、DB、IF/ICC、IP、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤