


アセチル化ヒストンH4-K12 ウサギモノクローナル抗体 (P62805) For Chip, Wb, And Ihc-P | Camelbio

商品番号: CM0000195



前書き

ヒトヒストンH4のリジン12アセチル化に特異的なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IHC-P、ChIP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット、その他の種と交差反応します。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH4-K12 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359/8370
GeneID	8359/8370
免疫原	合成ペプチド: ヒトヒストンH4 (NP_003486.1) のK12周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷バッグ