


アセチル化ヒストンH4（K12）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Chip、Chip-Seq、Elisa向け） | P62805

商品番号: CM0000164



前書き

ヒトヒストンH4のアセチル化リジン12を標的とする特異的なウサギモノクローナル抗体です。WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seqに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、広範な種での認識が予測されています。エピゲノムおよびクロマチン生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH4-K12 ウサギモノクローナル抗体
備考・別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; アセチル化ヒストンH4-K12
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8359/8370
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4（P62805）のK12周辺の合成アセチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
用途	WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲での認識が予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送	氷袋