


アセチル化ヒストンH4（K12）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P62805

商品番号: CM0000125



前書き

ヒトヒストンH4（P62805）のアセチル化リジン12を標的とする特異的なウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウス、ラットをはじめ多くの種に対して幅広い交差反応性を示します。エピゲネティクスやクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH4-K12 ウサギpAb
備考・別名	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH4（NP_001029249.1）のK12周辺のアセチル化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤