


Acetyl-Histone H4-K16 (P62805)

ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応）－エピジェネティクス研究用

商品番号: CM0000189



前書き

Acetyl-Histone H4-K16

ウサギポリクローナル抗体（UniProt

P62805）は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト

、マウス、ラットとの広範な交差反応性を示します。

ヒストンアセチル化、クロマチン動態、および診断研究におけるエピジェネティック制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit pAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8370
免疫原	ヒト ヒストン H4 (NP_003539.1) の K16 周辺の合成アセチル化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測されます）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバック