


アセチル-ヒストンH4-K16ウサギモノクローナル抗体 (P62805) - Wb、Chip、Ihc-Pアプリケーション用

商品番号: CM0000123



前書き

ヒストンH4 (SWISS P62805) のアセチル化リシン16を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIPで検証済み。広範な反応性（ヒト、マウス、ラット）を持ちます。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit mAb
備考/別名	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359/8370
GeneID	8359/8370
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH4 (NP_003529.1) のK16周辺のアセチル化合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測されます）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
配送	アイスバッグ