


アセチル化ヒストンH4-K16

ウサギポリクローナル抗体（P62805）Wb、If/Icc、Elisa対応

商品番号: CM0000099



前書き

ヒトヒストンH4（P62805）のリジン16アセチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。広範な交差反応性が予測されています。クロマチン制御の中心となるコアヌクレオソーム成分です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル-Histone H4-K16 ウサギpAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; アセチル-Histone H4-K16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	ヒトHistone H4 (NP_001029249.1) のK16周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測される）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送方法	氷袋