


## アセチル化ヒストンH4-K5 ウサギモノクローナル抗体 (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用

商品番号: CM0000112



### 前書き

アセチル化ヒストンH4-K5 ウサギモノクローナル抗体 (P62805)

は、ヒト、マウス、ラットにおけるLys5のアセチル化ヒストンH4を検出します。WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。エピジェネティクス研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | アセチル化ヒストンH4-K5 ウサギモノクローナル抗体                                                                                                   |
| 備考/別名      | H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetyl-Histone H4-K5 |
| 種          | ヒト                                                                                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8359                                                                                                                          |
| 遺伝子ID      | 8359                                                                                                                          |
| 免疫原        | 合成ペプチド：ヒトヒストンH4 (P62805) のK5付近の合成アセチル化ペプチド                                                                                    |
| ソース        | ウサギ                                                                                                                           |
| カテゴリー      | アセチル化抗体                                                                                                                       |
| アプリケーション   | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）                                                                                                        |
| SWISS      | P62805                                                                                                                        |
| タンパク質重量    | 11kDa                                                                                                                         |
| 配送         | アイスバッグ                                                                                                                        |