


## アセチル化ヒストンH4-K5 ウサギポリクローナル抗体 (P62805) – Wb、Ihc-P、Elisa、Chipでの使用に適合

商品番号: CM0000153



### 前書き

Lys5位がアセチル化されたヒストンH4を標的とするウサギポリクローナル抗体です (SWISS P62805)。WB、IHC-P、ELISA、ChIPの各アプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットをはじめ、その他多くの種と反応することが予測されています。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | アセチル-Histone H4-K5 ウサギpAb                                                                                                                                      |
| 別名        | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5 |
| 種         | ヒト                                                                                                                                                             |
| 遺伝子名 (ヒト) | H4                                                                                                                                                             |
| GeneID    | 8359                                                                                                                                                           |
| 免疫原       | ヒトヒストンH4 (NP_001029249.1) のアミノ酸1-100番領域の配列に対応する合成ペプチド                                                                                                          |
| 起源        | ウサギ                                                                                                                                                            |
| カテゴリー     | アセチル化抗体                                                                                                                                                        |
| 用途        | WB, IHC-P, ELISA, ChIP                                                                                                                                         |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測される)                                                                                                                                     |
| SWISS     | P62805                                                                                                                                                         |
| タンパク質分子量  | 11kDa                                                                                                                                                          |
| 輸送方法      | 保冷剤                                                                                                                                                            |