


アセチル-ヒストンH4-K5 ウサギポリクローナル抗体 (P62805) – Wb、Elisa、Chip アプリケーション

商品番号: CM0000122



前書き

ヒトヒストンH4 (P62805)
のアセチル化リシン5に特異的なウサギポリクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPで検証済みであり、ヒト、マウス、ラット間での広範な交差反応性が予測されています。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Acetyl-Histone H4-K5 ウサギpAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4 (NP_001029249.1) のK5周辺の合成アセチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ