


アセチル化ヒストンH4 (K5/K8/K12/K16) ウサギポリクローナル抗体

P62805、Wb・Ihc-P・Elisa対応

商品番号: CM0000133



前書き

リシン5、8、12、16部位がアセチル化されたヒストンH4を認識するウサギポリクローナル抗体です（SWISS P62805）。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットをはじめ多くの種と交差反応します。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH4-K5/K8/K12/K16 ウサギpAb
別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; アセチル化ヒストン H4-K5/K8/K12/K16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4のK5/K8/K12/K16周辺領域のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
配送	保冷剤