


アセチル-ヒストンH4 (K8) ウサギポリクローナル抗体 (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

商品番号: CM0000138



前書き

アセチル-ヒストンH4 (Lys8)

ウサギポリクローナル抗体 (P62805)

は、ヒト、マウス、ラットおよびその他の種における
内在性アセチル-

ヒストンH4を検出します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIP、およびChIP-

seqアプリケーションについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-Histone H4-K8 Rabbit pAb
備考/別名	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH4 (NP_003529.1) のK8周辺のアセチル化合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ