


アセチル化ヒストンH4 (K8Ac) ウサギモノクローナル抗体 - P62805 |

Wb、Ip、Ihc-P、Chipで検証済み

商品番号: CM0000140



前書き

アセチル化ヒストンH4-K8 ウサギモノクローナル抗体 (P62805)

は、ヒト、マウス、ラットのヒストンH4のアセチル化リジン8を検出します。WB、IP、IHC-P、DB、ChIP、ELISAに適しています。エピゲネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH4-K8 ウサギmAb
別名/略称	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8359
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH4 (NP_003529.1) のK8周辺のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
応用	WB、IP、IHC-P、DB、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
発送方法	保冷剤