


アセチル化-ヒストンH4 K91 ウサギポリクローナル抗体 (P62805) – Wb、If/Icc、Elisa

商品番号: CM0000143



前書き

ヒトヒストンH4 (P62805)

のリジン91アセチル化を標的としたウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウス、ラット、その他種と交差反応性があります。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化-ヒストンH4-K91 ウサギ pAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K91
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH4 (NP_003529.1) のK91周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ