


アセチル化Hmgbl (Lys29) ウサギポリクローナル抗体 (P09429) For Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000142



前書き

Lys29でアセチル化されたHMGB1 (SWISS P09429) に特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでヒト、マウス、ラットに反応性を有することを検証済み。炎症、DAMPシグナリング、翻訳後修飾研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化HMGB1-K29 ウサギ pAb
備考/別名	HMGI; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetyl-HMGB1-K29
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3146
GeneID	3146
免疫原	合成ペプチド ヒトHMGB1のK29周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09429
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ