


アセチル化P53-K382

ウサギポリクローナル抗体（P04637）、ドットブロット・Elisa用途

商品番号: CM0000103



前書き

ヒトp53（P04637）のアセチル化リジン382に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ドットブロットとELISAでの使用が検証済みで、がん・アポトーシス研究におけるp53のアセチル化解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル-p53-K382 Rabbit pAb
備考・別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53-K382
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	ヒトp53 (NP_000537.3) のK382周辺の合成アセチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤