

Acot9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y305

商品番号: CM0013421

前書き

ACOT9

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットサンプル中のミトコンドリアアシル-CoAチオエステラーゼ9を標的とします。脂質およびアミノ酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACOT9 ウサギ pAb
備考/別名	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23597
遺伝子ID	23597
免疫原	ヒトACOT9 (NP_001028755.2) のアミノ酸22-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y305
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ