

Acs14 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc用） - O60488

商品番号: CM0021976

前書き

高品質のACSL4ウサギポリクローナル抗体（O60488）。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。脂質代謝およびフェロトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL4 ウサギ pAb
備考/別名	ACS4; FAC14; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2182
GeneID	2182
免疫原	ヒトACSL4（NP_004449.1）のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60488
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ