

Acs15 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応) - Q9Ulc5

商品番号: CM0008808

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みの高特異性ACSL5ウサギモノクローナル抗体です。脂肪酸の活性化と代謝における主要酵素であるヒト長鎖脂肪酸CoAリガーゼ5（LACS5）を標的とします。脂質生物学、がん、代謝性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL5 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ACS2, ACS5, FACL5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51703
免疫原	ヒトACSL5の500-683アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_976313.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULC5
タンパク質重量	76kDa
配送	アイスバック