

Actc1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P68032

商品番号: CM0026770



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAの検証済みである高品質なACTC1ウサギポリクローナル抗体です。標的は主要な細胞骨格タンパク質である心筋 α -

アクチンです。心筋研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTC1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	70
GeneID	70
免疫原	ヒトACTC1のアミノ酸1-100番目以内の配列に対応する合成ペプチド (NP_005150.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68032
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ