


アクチベータータンパク質2 (Ap-2/Tfap2A) ウサギポリクローナル抗体 - P05549

商品番号: CM0024188



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗TFAP2Aウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびラットのサンプルと反応します。発生および遺伝子制御に関与する転写因子AP-2アルファを標的としており、IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	アクチベータータンパク質2 (AP-2/TFAP2A) ウサギpAb
略称/別名	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7020
免疫原	ヒトTFAP2A (NP_003211.1) のアミノ酸100-200番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P05549
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤