

Actr1B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P42025

商品番号: CM0019686

前書き

ヒトβ-セントラクチン（ACTR1B）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。微小管に基づく小胞輸送および中心体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTR1B ウサギ pAb
備考/別名	PC3; ARPIB; CTRN2; ACTR1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10120
遺伝子ID	10120
免疫原	ヒトACTR1B (NP_005726.1) のアミノ酸1-105に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42025
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋